



Schwabbel

Stück mit Kunststoffkern, extrasteif, Ø 100 mm, S: 7,5 mm



Artikelnr.: 52717

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.044 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 98 mm

Länge: 118 mm

€ 6,70

Zzgl. MwSt.

Stück Schwabbel mit konischem Kunststoffkern, extrasteif, Ø 100 mm, Stärke: 7,5 mm

Schwabbel mit konischem Kunststoff (KK)- oder Lederkern(LK) in unterschiedlichen Stärken. Dieser feste, speziell imprägnierte Stoff ist besonders für die Vorpolitur geeignet.