

AQUA-Drucktopf Edelstahlausführung

Stück 4,5 Liter



Artikelnr.: 52723

Hersteller: al dente Dentalprodukte

Gewicht: 3.285 kg

Höhe: 225 mm

Breite: 275 mm

Länge: 455 mm

€ 243,87

Zzgl. MwSt.

Stück Drucktopf 4,5 Liter

Der AQUA-Drucktopf eignet sich für ein homogenes und blasenfreies Auspolymerisieren von Autopolymerisaten. Komplett mit Sperrventil, Einfüllventil, Manometer und Sicherheitsventil. Das größere Fassungsvermögen ermöglicht die Aufnahme marktüblicher Artikulatoren, Küvetten und Unterfütterungsgeräte. Dadurch können z. B. Aufbisschienen und KFO-Geräte direkt auf den einartikulierten Modellen gefertigt werden. Auch für Induktion geeignet.

Innenhöhe 210 mm, Gewicht 2,6 kg - 7 L Topf.

Innenhöhe 110 mm, Gewicht 2,2 kg - 4,5 L Topf.