



Rundbürsten Garn

Stück mit Kunststoffkern, Baumwolle, Ø 90 mm, S: 16 mm



Artikelnr.: 52733

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.035 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 97 mm

Länge: 97 mm

€ 4,74

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit konischem Kunststoffkern, Baumwolle, Ø 90 mm, Stärke: 16 mm

Rundbürsten mit konischem Kunststoffkern (KK) und Garnbesatz in verschiedenen Durchmessern.