



Rundbürste Ziegenhaar

Stück mit Kunststoffkern, Ziegenhaar weiß weich, Ø 90 mm, S: ca. 12 mm



Artikelnr.: 52736

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 98 mm

Länge: 98 mm

€ 6,35

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit konischem Kunststoffkern, Ziegenhaar weiß weich, Ø 90 mm, S: ca. 12 mm

Rundbürste mit konischem Kunststoffkern (KK) und sehr weichem Ziegenhaar (weiß).