



Gaumenpolierbürsten

Stück Chungking-Borsten schwarz, Ø 35 mm



Artikelnr.: 52767

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 54 mm

Länge: 68 mm

€ 9,33

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit Chungking-Borsten, schwarz, Ø 35 mm

Kopfbürste mit Chungking-Borsten auf einem Kunststoffträger. Bohrung im Kunststoffträger ermöglicht Einsatz auf der Polierspindel.