



Desinfektionswanne basic

Stück für 3 Liter



Artikelnr.: 52769

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 1.003 kg

Höhe: 148 mm

Breite: 205 mm

Länge: 333 mm

€ 46,05

Zzgl. MwSt.

Stück Desinfektionswanne für 3 Liter

Erleichtert die hygienegerechte Abformdesinfektion. Mit weißem, geschlossenem Deckel. Ohne Einwurfschlitz.

Abmessungen (B x H x T): 30 x 12,5 x 18,5 cm.