



## BLUE-BLOKKER®

Packung 4 x 1,5 g BLUE-BLOKKER, 2 x Kanüle Ø 0,6 mm, 8 x Kanüle Ø 0,9 mm

---



Artikelnr.: 52969

Hersteller: Scheu-Dental GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 106 mm

Länge: 226 mm

**€ 41,79**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 4 x 1,5 g BLUE-BLOKKER, 2 x Kanüle Ø 0,6 mm, 8 x Kanüle Ø 0,9 mm

Lichthärtender, blau-transparenter Ausblock- und Modellierkunststoff mit optimalen Fließeigenschaften. Eignet sich zur Herstellung von Platzhaltern für Bleichschienen und Medikamententräger sowie zum Versiegeln und Verblocken von Säge- und Set-Up-Modellen. Verbrennt rückstandslos, daher auch in der Prothetik zur Herstellung von festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz verwendbar. Teleskop-Modellationen werden stabil und können spannungsfrei abgehoben werden. Aushärtung im Bereich von 380-470 nm.