



VOCO Ionofil Molar

Packung 10 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 53273
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 88 mm
Breite: 46 mm
Länge: 48 mm

€ 34,30

Zzgl. MwSt.

Packung 10 ml Flüssigkeit

Stopfbarer, röntgensichtbarer Glasionomer-Zement für Füllungen und Stumpfaufbauten als Amalgam-Alternative. Der chemisch härtende Zement ist speziell für die Anwendung im Molarenbereich indiziert. Ionofil Molar verfügt über eine sehr gute, amalgamähnlich stopfbare Konsistenz. Gleichzeitig bewirkt die neuartige Glastechnologie verbesserte chemisch-pysikalische Eigenschaften wie hohe Haftung an der Zahnhartsubstanz, ausgezeichnete Druck- und Biegefestigkeit sowie ausgesprochen niedrige Abrasionswerte. Drei transluzente Farben für ästhetische Füllungen, kontinuierliche Fluoridabgabe und eine kurze Abbindezeit komplettieren die Vorteile von Ionofil Molar.