



Labor Rundbürsten

Packung 6 Stück mit HK, 3-reihig, Chungking schwarz, spitz, Kern: Ø 28 mm, Außen: Ø 55 mm



Artikelnr.: 53281

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.291 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 130 mm

Länge: 370 mm

€ 12,44

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Bürsten mit Holzkern, 3-reihig, Chungking schwarz, Borstenstellung spitz, Kern: Ø 28 mm, Außen: Ø 55 mm

Labor Rundbürsten mit Holz- (HK) oder Kunststoffkern (KK). Rundbürsten mit Chungking Borsten in spitzer und breiter Ausführung. Sowie verschiedenen Kern-Durchmessern und Besatzlängen.