



Polierpaste

Stück rot P1



Artikelnr.: 53297

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.072 kg

Höhe: 31 mm

Breite: 21 mm

Länge: 97 mm

€ 2,71

Zzgl. MwSt.

Stück Paste rot P1

- P1: Für die Hochglanzpolitur von Gold und Stahl
- P2: Für die Hochglanzpolitur von rostfreiem Stahl, Platin, Silber, etc
- P3: Für die Hochglanzpolitur von Kunststoff und Kautschuk