



## Prima Rundbürsten

Stück mit HK, 3-reihig, Chungking schwarz spitz, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm

---



Artikelnr.: 53310

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 84 mm

Länge: 89 mm

**€ 4,16**

Zzgl. MwSt.

---

**Stück** Bürste mit Holzkern, 3-reihig, Chungking schwarz spitz, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm

*Prima Rundbürsten* mit Holz- (HK) oder Kunststoffkern (KK). Rundbürsten mit steifen schwarzen Chungking Borsten oder weißen Chungking Borsten in spitzer und breiter Ausführung. Mit verschiedenen Besatzlängen.