



Prima Rundbürsten

Stück mit HK, 4-reihig, Chungking schwarz spitz, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm



Artikelnr.: 53320

Hersteller: Polirapid GmbH & Co. KG

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 105 mm

Länge: 130 mm

€ 4,66

Zzgl. MwSt.

Stück Bürste mit Holzkern, 4-reihig, Chungking schwarz spitz, Kern: Ø 40 mm, Außen: Ø 80 mm

Prima Rundbürsten mit Holz- (HK) oder Kunststoffkern (KK). Rundbürsten mit steifen schwarzen Chungking Borsten oder weißen Chungking Borsten in spitzer und breiter Ausführung. Mit verschiedenen Besatzlängen.