



# Sonorex Super RK 31 Einhängkorb

Stück Edelstahl



Artikelnr.: 53456

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.108 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 88 mm

Länge: 221 mm

**€ 43,15**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Einhängkorb, Edelstahl

Zur Aufnahme von Beschallungsgut; aus Edelstahl Während des Ultraschallbetriebs darf nichts auf den Wannenboden gelegt werden, da es zu einem Abrieb zwischen dem Beschallungsgut und der Ultraschall-Schwingwanne kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Korbes zur Aufnahme des Beschallungsgutes empfohlen. Die BANDELIN-Körbe sind so konstruiert, dass sich das Beschallungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Schwingwanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Beschallungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach dem Betrieb z. B. zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Beschallungsflüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommt. Zubehör für Sonorex RK 31/H, DT 31/H, EK 10, EK 25, EK 50, EK 100, EK 250.