



Deckel D 08 St

Stück Edelstahl



Artikelnr.: 53457

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.175 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 114 mm

Länge: 226 mm

€ 23,74

Zzgl. MwSt.

Stück Einsatzdeckel, Edelstahl

Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird. Zubehör für Sonorex RK 31/H und DT 31/H.