



S-U-LOCHRETENTIONEN

Packung 25 Stück Länge 13,2 cm, rund



Artikelnr.: 53601

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.034 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 54 mm

Länge: 144 mm

€ 16,11

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Retentionen Länge 13,2 cm, rund

S-U-LOCHRETENTIONEN sind ideal zur Modellation des Retentionsteiles von UK- und OK-Modellgussbasen. Die Retentionen sind aus einer Wachskomposition hergestellt, die sich durch große Stabilität und Plastizität auszeichnet und außerdem an Einbettmassemodellen gut haftet.