



## A-DAPT™

Packung 2 Silikonspitzen, pinselform



Artikelnr.: 53610

Hersteller: Ronvig Dental Mfg. A/S

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 30 mm

Länge: 30 mm

**€ 54,73**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 2 Silikonspitzen, pinselform

Gefühlvolle und flexible Silikoninstrumente. Ideal für das anpassen von Komposit und Glas-Ionomer Materialien in kleinen Schichten (Schichtungsmethode). Die wieder zu ersetzenden Silikonspitzen sind aus nicht haftendem, weichem Silikon gefertigt – arbeitet wie eine kleine Bürste.

- Die Griffe sind leicht und dünn wie ein Stift um bestmögliches und gefühlvolles arbeiten zu sichern
- Die Spitzen sind aus nicht verklebendem Silikon Material – die Griffe sind aus Edelstahl
- Die Griffe und die Silikonspitzen können im Autoklav sterilisiert werden