



PROXOSHAPE

Stück 0,2 mm, rot fein, 40 µm, 8,5 mm



Artikelnr.: 53643
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 33 mm
Länge: 41 mm

€ 17,21

Zzgl. MwSt.

Stück Feile 0,2 mm, rot fein, 40 µm, Kopflänge: 8,5 mm

Oszillierende diamantierte Feilen für den Abtrag von Überschüssen und Ausarbeitung von restaurierten Approximalflächen. Perfekt adaptierte und polierte proximale Füllungsflächen bzw. Kronenränder sind die Voraussetzung für die Gesunderhaltung des Parodonts und die Verhinderung von Sekundärkaries. *Proxoshape* erfüllt die Anforderungen an eine korrekte Ausarbeitung der Füllungsflächen und -ränder und bereitet sie auf die Hochglanzpolitur vor.

Intensiv *Proxoshape*

- 4 Feilen einseitig diamantiert in 4 verschiedenen Körnungen (125, 90, 40 und 15 µm)
- 3 Feilen mit verlängertem Arbeitsteil (Körnungen 90, 40 und 15 µm)
- 2 schmale Feilen 40 und 15 µm
- 1 distal diamantierte Spezialfeile in 15 µm

Intensiv *Proxoshape Coarse*

- Einseitig diamantierte und perforierte Feile, in 80 µm, 2 Reihen Loch-Perforation

Indikationen

- Entfernung von: Füllungs- und Zementüberschüssen
- Ausarbeitung und Trimmen von: approximalen abstehenden Kronenrändern aus Gold oder Keramik
- Konturieren und Finieren von: approximalen Restaurationsoberflächen

Vorteile

- Vereinfachter Zugang zum Interdentalraum
- Keine iatrogene Schädigung der Nachbarzähne durch einseitige Diamantierung
- Vermeidung unruhiger Oberflächen (Wellenschliff), die durch die Anwendung rotierender Instrumente verursacht wird