

# SONOREX SUPER RK 31

Stück SONOREX, RK 31

---



Artikelnr.: 53688

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 2.89 kg

Höhe: 225 mm

Breite: 250 mm

Länge: 331 mm

**€ 288,85**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück SONOREX, RK 31**

Hochleistungs-Ultraschallbad. Leistungsstarke Schwingsysteme zur Beschallung des gesamten Badvolumens. Robuste Edelstahl-Schwingwanne. Tropfwassergeschütztes, rostfreies Edelstahlgehäuse. Betrieb: Schaltuhr 1-15 Minuten und Dauerbetrieb. CE-Kennzeichnung. MDR-konform. Umfangreiches Zubehör für viele Anwendungen.