



## TOPDENT Cali-Top-S Bürsten

Packung 12 Stück 2-reihig, Einlage, Cungking K: Ø 15 mm, A: Ø 55 mm



Artikelnr.: 53850

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.14 kg

Höhe: 163 mm

Breite: 59 mm

Länge: 61 mm

**€ 54,87**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Bürsten, 2-reihig mit Leineneinlage, Cungkingborsten Kern: Ø 15 mm, Außen: Ø 55 mm

Polierbürsten für den Poliermotor. Zur Normal- und Hochglanzpolitur. Kunststoffkern. Chungkingborsten Ø 15 mm. Erzielt schnelle und gute Polierergergebnisse bei hoher Standfestigkeit.