



HM-Bohrer UN245

Packung 5 Stück FG, Figur 233, 2,9 mm, ISO 009



Artikelnr.: 53955

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 26,18

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer FG, Figur 233, Kopflänge: 2,9 mm, ISO 009

Zylinder, rund.

- Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG ISO 008-012 - 300.000 U/min.