



Gyp-Strip Gipsentferner

Kanister 3,75 Liter



Artikelnr.: 54308

Hersteller: Whip Mix Europe GmbH

Gewicht: 4.1 kg

€ 67,66

Zzgl. MwSt.

Kanister 3,75 Liter

Ein hochwirksamer Gipsentferner sorgt nicht nur für blitzsauber, sondern spart auch Zeit und Energie. Die durchdringende Wirkung von Gyp-Strip entfernt Gips-, Stein- und Gipsinvestitionen von Rührschüsseln, Acrylprothesen, Prothesenkolben, Gießringen und Nicht-Aluminium-Artikulatoren. Gyp-Strip ist vielseitig - Sie können es in einem Ultraschall oder als Einweichmittel über Nacht verwenden. Gyp-Strip ist in Ein-Gallonen-Krügen erhältlich und erfordert kein Mischen oder Verdünnen.