



Diamantpolierer 9743

Packung 2 Stück blau mittel, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 54332

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

€ 16,42

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer blau mittel, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

Mehrstufen System.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - grün - Vorpolitur
- 3. Stufe - blau - Politur
- 4. Stufe - rosa - Hochglanzpolitur
- 5. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Keramik, Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.