



Plaquit

Flasche 20 ml Lack mit Pinseleinsatz



Artikelnr.: 54504

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.05 kg

Höhe: 103 mm

Breite: 30 mm

Länge: 32 mm

€ 37,27

Zzgl. MwSt.

Flasche 20 ml Lack mit Pinseleinsatz

Lichthärtender, benzoylperoxidfreier Einkomponenten-Lack mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Aushärtung im EyeVolution®. Beschichtet

- Kunststoffaufbauten bei Schienen
- Kunststoffanteile bei Prothesen
- Kunststoffprovisorien in der C&B-Technik