



## Unterkieferbogenschrauben

Stück nach Müller



Artikelnr.: 54548

Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 1 mm

Breite: 58 mm

Länge: 100 mm

**€ 21,21**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Schraube nach Müller, Drehrichtungspfeil Kunststoff, leuchtgelb, Maximale Dehnung 5,0 mm

Mit zapfenförmigem Dehnschraubenhalter. Minimale fächerartige Öffnung der Bogenschraube, dem Frontzahnbogen entsprechend.