



## Silichrom-Polierer

Packung 100 Stück Zylinder, grob

---



Artikelnr.: 54556  
Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG  
Gewicht: 0.21 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 101 mm

**€ 72,24**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Polierer Zylinder, grob

- Unmontiert
- Höhere Schleifleistung als Standardgummipolierer
- Schnelles Abtragen
- Weniger Schleifstaub
- Druckloses Polieren
- Geringe Hitzeentwicklung
- Einsatzbereich CoCr-Legierungen