



gammasil® PERFECT TEC A 95

Packung 420 ml Base, 420 ml Katalysator



Artikelnr.: 54580

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 1.807 kg

Höhe: 96 mm

Breite: 152 mm

Länge: 242 mm

€ 37,66

Zzgl. MwSt.

Packung 420 ml Base, 420 ml Katalysator

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest, mit extra hoher Endhärte von Shore A95 und dem frischen Aroma von Waldbeeren.

- Farbe: violett-rot, nicht abfärbend
- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek
- Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min