




Dehnschrauben Edelstahl

Stück Dehnschraubenschlüssel standard



Artikelnr.: 54638

Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.001 kg

Höhe: 1 mm

Breite: 5 mm

Länge: 73 mm

€ 7,15

Zzgl. MwSt.

Stück Dehnschraubenschlüssel, standard

Mit zapfenförmigem Dehnschraubenhalter, skelettiert. Ausführung: extra kräftig, mit größerem Schraubenkörper. Dehnschraubenkörper mit Querbohrungen für die optimale Retention des Kunststoffes. Begrenzung des Dehnweges nach Erreichen der Maximaldehnung.