



Dublisil® Küvette

Stück Küvette



Artikelnr.: 55248

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.109 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 140 mm

Länge: 212 mm

€ 49,81

Zzgl. MwSt.

Stück Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die sparsame Silikon-Dubliertechnik.

- Ökonomischer Verbrauch des Silikons durch variabel einstellbares Innenteil und somit optimale Anpassung an die jeweilige Modellsituation
- Sicherer Sitz der Negativform durch Retentionsteil
- Dublierung von Modellen mit oder ohne Sockel
- Verankerung durch konisches Manschettenteil
- Ober-, Manschetten- und Bodenteil aus stabilem und langlebigem Makrolon-Kunststoff