



## PremEco® Line Gießkunststoff

Flasche 100 ml Monomer



Artikelnr.: 55393

Hersteller: Merz Dental GmbH

Gewicht: 0.233 kg

Höhe: 135 mm

Breite: 60 mm

Länge: 60 mm

**€ 30,24**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 100 ml Monomer

Speziell für das Gießverfahren entwickelter prothetischer PMMA Kunststoff für die rationelle Fertigstellung in der partiellen und totalen Kunststoffprothetik. Die hervorragende Fließfähigkeit ist speziell auf die Silikon- und Geleinbettung in Verbindung mit der PremEco® Line Gießkuvette eingestellt und abgestimmt auf das PremEco® Line Prothetik Color System für die individuelle, natürliche wirkende Farbcharakterisierung der Gingivanachbildung.

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Natürliche, individuelle Einfärbbarkeit mit dem Prothetik Color System - PCS
- Farben abgestimmt auf alle prothetischen Kunststoffe von Merz Dental
- Hohe Belastbarkeit, leichte Polierbarkeit
- Hervorragende Passgenauigkeit
- Plaquesresistent dank modernster PMMA-Rezeptur
- Farbstabil durch fortschrittliches Katalysatorsystem
- Geprüfte Biokompatibilität, cadmiumfrei