



Intensiv Composhape Set 1

Set 12 Stück



Artikelnr.: 55398

Hersteller: Intensiv SA

Gewicht: 0.5 kg

€ 108,86

Zzgl. MwSt.

Set 12 Diamanten 6 x gelb extra fein, 6 x rot fein (je 3 x Flamme ISO 010, 012 & 014, 1 x Football ISO 021, 2 x Kugel ISO 017 & 024)

Diamantinstrumente in extrafeiner Körnung für das Konturieren und Finieren von Kompositfüllungen.

Die Ausarbeitung und Vorpolutur von Kompositfüllungen ist ein wesentlicher Arbeitsschritt bei der restaurativen Behandlung; der Erhalt des Zahnes muss gewährleistet sein und Schmelz- und Füllungsfrakturen müssen ausgeschlossen werden, um Infiltrationen und Sekundärkaries zu vermeiden.

Indikationen

Ausarbeitung und Finierung von:

- Kompositfüllungen im Front- und Seitenzahnbereich
- Erweiterte Fissurenversiegelungen mit fließenden Kompositmaterialien
- Schmelzrändern bei Adhäsiv-Präparationen (15µm)

Vorteile

- Signifikante Reduktion von Schmelz- und Füllungsrandfrakturen (non-destruktiv)
- Glatte Füllungsoberflächen, Voraussetzung für die Hochglanzpolitur
- Klinisch geprüft von der Universität Zürich