

Glasperlenheater

Stück Maxi inklusive 200 g Glasperlen



Artikelnr.: 55405
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 3.05 kg
Höhe: 195 mm
Breite: 170 mm
Länge: 265 mm

€ 298,40

Zzgl. MwSt.

Stück Entkeimungsgerät Maxi inklusive 200 g Glasperlen

Entkeimungsgerät.

- Ersetzt keinen Autoklaven, jedoch ideal, um in Sekunden Instrumente z. B. für die Endodontie, unmittelbar vor dem Einsatz keimfrei zu machen
- Um Mundspiegel beschlagfrei zu machen
- Spezielles Heizelement erhitzt Glasperlen auf 230 °C und hält Temperatur konstant, ohne dass sich das Außengehäuse erwärmt
- Herausnehmbarer Behälter, einfache Reinigung
- In 2 Größen: Maxi: 19 x 13 x 14 cm, Innenbehälter Ø 5 cm. Mini: 16,5 x 11,5 x 11,5 cm, Innenbehälter Ø 3,5 cm