



Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior

Set 12 Stück



Artikelnr.: 55414

Hersteller: Intensiv SA

Gewicht: 0.5 kg

€ 103,45

Zzgl. MwSt.

Set 12 Diamanten 6 x gelb extra fein, 6 x rot fein (je 2 x Flamme lang, 2x Flamme kurz ISO 012 & 014, 2 x umgekehrter Kegel ISO 013, 2 x Football ISO 021, 2 x Kugel ISO 017, 2 x Konus ISO 016

Diamantinstrumente in idealen extrafeinen Körnungen für das Finieren von Kompositfüllungen, angepasst an die Anforderungen von Seitenzahnfüllungen.

Die Ausarbeitung der adhäsiven Restaurationen muss nondestruktiv sein und die Oberfläche ideal für die Hochglanzplitur vorbereitet sein.

Beim Gebrauch dieser Instrumente ist die Schonung des Materials deutlich höher als bei den herkömmlichen Bearbeitungsinstrumenten. Schmelz- und Füllungsrandfrakturen treten signifikant weniger häufig auf; der Anteil perfekter Randschlüsse ist dementsprechend grösser.

Indikationen

Feinausarbeitung von:

- Kompositfüllungen im Front- und Seitenzahnbereich
- Komposit- und Keramikinlays, Veneers
- Erweiterten Fissurenversiegelungen mit fließenden Komposit
- Schmelzrändern bei Adhäsiv-Präparationen

Vorteile

- Signifikante Reduktion von Schmelz- und Füllungsrandfrakturen (nondestruktiv)
- Vollkommen glatte Füllungsoberflächen, eine Voraussetzung für die Hochglanzplitur
- Klinisch geprüft von der Universität Zürich