



Wattekügelchen

Dose 4 g Ø 4,8 mm, Größe 0



Artikelnr.: 55483

Hersteller: Omnident GmbH

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 50 mm

Breite: 58 mm

Länge: 58 mm

€ 7,83

Zzgl. MwSt.

Dose 4 g Wattekügelchen Ø 4,8 mm, Größe 0

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Arzneimitteln. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.