



KKD® KONDISIL V-1

Tube 35 ml Pastenhärter rot



Artikelnr.: 55649

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.038 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 40 mm

Länge: 132 mm

€ 6,03

Zzgl. MwSt.

Tube 35 ml Pastenhärter rot

Hochviskoses, kondensationsvernetzendes Vorabdruckmaterial in knetbar, weicher und klebefreier Konsistenz mit angenehmem Pfefferminzgeruch und hoher Abformgenauigkeit. Qualitätsabformmasse für den Vorabdruck bei der Doppelmisch- und Korrekturabformtechnik mit hoher Shorehärte.