



TOPDENT Cali-Top Bürsten

Packung 12 Stück, 3-reihig 2 Einlagen, Chungking, K: Ø 20 mm, A: Ø 80 mm



Artikelnr.: 55718
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.537 kg
Höhe: 285 mm
Breite: 89 mm
Länge: 118 mm

€ 94,64

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten, 3-reihig mit 2 Leineneinlagen, Borsten Kern: Ø 20 mm, Außen: Ø 80 mm

Polierbürsten für den Poliermotor. Zur Normal- und Hochglanzpolitur. Kunststoffkern. Ø 80 mm.

Chungkingborsten Ø 20 mm.