



S-U-Alustral 110 µm

Eimer 5 kg



Artikelnr.: 55721

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 5.775 kg

Höhe: 188 mm

Breite: 303 mm

Länge: 307 mm

€ 86,49

Zzgl. MwSt.

Eimer 5 kg

S-U-Alustral ist ein besonders reiner, weißer Edelkorund und ist nicht silikoseerzeugend. Der Anteil an Alu-Oxyd liegt bei 99,7 %. Es ist das härteste und zugleich splitterfreudigste Produkt in der Reihe der Edelkorunde, was eine stets scharfkantige Oberfläche für optimalen Abtrag bis zum entgeltigen Verbrauch garantiert.

Anwendungsbereich: Abstrahlen von Edelmetalllegierungen + NEM-Legierungen.