

Vector® Paro Ultraschallgerät

Set Basisgerät 230 V 50/60 Hz inklusive Zubehör



Artikelnr.: 55745

Hersteller: Dürr Dental SE

Gewicht: 4.18 kg

€ 2.874,82

Zzgl. MwSt.

Set Basisgerät 230 V 50/60 Hz inklusive Vector® Paro Handstück, Flex-Fußschalter, Vector® Fluid Polish, Reinigungsadapter Set, Vector®/RinsEndo Desinfektion, Vector® cleaner, Service Kit, Tool-Kit Paro, Tool-Kit Recall/Implant

Die einzigartige Schwingungsumlenkung im Vector Paro-Handstück ermöglicht es dem Anwender, die hochsensitive Arbeit exakt zu kontrollieren, da die Ultraschallinstrumente völlig erschütterungsfrei arbeiten. Bereits während der Behandlung lässt sich die Qualität der zu behandelnden Oberfläche durch ein hohes Maß an Tastsensibilität kontrollieren. Ermöglicht wird dies durch die lineare Bewegung des Instruments. Sie garantiert optimales Arbeiten ohne Erschütterungen und ermöglicht eine vergleichbare Tastkontrolle, wie von der diagnostischen Sonde gewohnt. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich von der subgingivalen Belagsentfernung bis zur supragingivalen Zahnsteinentfernung. Darüber hinaus bietet das System Vorzüge bei der Pflege von Implantaten sowie bei der Therapie von Parodontitis.