



## Pluraject™ 2

Stück

---



Artikelnr.: 55747  
Hersteller: Pierrel S.p.A.  
Gewicht: 0.137 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 175 mm

**€ 135,56**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Stück Spritze

Die 3M™ *Pluraject™ 2* ist eine Aspirationsspritze für Glas-Zylinderampullen und ist sowohl für die aktive als auch passive Aspiration geeignet.

- Aspirationsspritze für 1,8 ml Zylinderampullen mit Lochstopfen
- Geeignet für Dental-Injektionsnadeln mit metrischem Gewinde
- Manuelle Aspiration (aktiv)
- Selbstaspiration (passiv)