



Diamantschleifer 540

Stück rot fein, FG, Figur 540, 4 mm, ISO 008



Artikelnr.: 55770

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

€ 8,72

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer rot fein, FG, Figur 540, Kopflänge: 4 mm, ISO 008

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min.