

Pindex® LaserSystem Mark II

Stück



Artikelnr.: 55796
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 5.506 kg
Höhe: 378 mm
Breite: 352 mm
Länge: 470 mm

€ 1.980,71

Zzgl. MwSt.

Stück Handbohrer, flexibler Sockelformer, 2 Werkzeuge für Bohrerwechsel, Imbusschlüssel, Stifte-Einführungsset

Pindex Bohrgeräte sind seit Jahrzehnten die Referenz in der Modellherstellung, um parallele Bohrungen einfach und genau zu erzielen. Der fokusfreie Laserstrahl verringert Augenermüdungen unter allen Lichtbedingungen.