



Artikulator SAM® 3 Basic

Stück Basic, für Schraubmontageplatten-Systeme



Artikelnr.: 55837

Hersteller: SAM Präzisionstechnik

Gewicht: 2.063 kg

Höhe: 160 mm

Breite: 270 mm

Länge: 340 mm

€ 1.454,76

Zzgl. MwSt.

Stück Artikulator Basic inklusive Abstützstift, Kippstützen, Kondylarbahn-Einsätze Curvatur 1 weiß, Bennett-Führungen gerade Metall, Bennett-Führungen grün Metall, Inzisalsift IIIP komplett, Inzisaltisch plan, Transportkoffer transparent, für Schraubmontageplatten-Systeme

Mit Benneteinsatz gerade (metall) r + l, Benneteinsatz grün (metall), mit geringer Sideshift r + l, Kondylarbahneinsatz Curvatur 1, sowie Abstützstift und Kippstützen, Inzisaltisch plan. Charakteristika. Perfekte Zentrierverriegelung (dreifach kugelgelagerte Konusverriegelung) mit höchster Präzision bei uneingeschränkter Öffnungsrotation. Aufrüstbar mit Protrusions-/Retrusionsschraube. Ansonsten gleich SAM Standard mit Protrusion.