



Artikulator SAM® 2P

Stück für Schraubmontageplatten-Systeme



Artikelnr.: 55839
Hersteller: SAM Präzisionstechnik
Gewicht: 1.99 kg
Höhe: 165 mm
Breite: 290 mm
Länge: 325 mm

€ 852,53

Zzgl. MwSt.

Stück Artikulator mit Kondylarbahngehäuse Curvatur 1, 1 Bennett-Analog-Führung weiß (gerade) und dunkelgrün (mit geringer Sideshift), 1 Kondylarbahngehäuse Curvatur 1, 1 Inzisaltisch plan, 1 Inzisalstift IIIP komplett, 1 Transportkoffer transparent, für Schraubmontageplatten-Systeme

Charakteristika Arcon Bauweise, einfache Zentrierverriegelung mittels Federbolzenschraube, Bennettwinkel und Kondylarbahn- Neigung einstellbar, austauschbare Kondylargehäuse und Bennettführungseinsätze, große Auswahl an Zubehör (Volljustierung, Totalprothetik, etc.). Für ART315M, SAM 2P, MPS Artikulator für Magnet-Montageplatten-System.