



TX-Trennscheiben

Packung 100 Stück braun, Ø 22 mm x 0,26 mm



Artikelnr.: 55858

Hersteller: Dentaorium GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.037 kg

Höhe: 26 mm

Breite: 84 mm

Länge: 30 mm

€ 78,23

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Scheiben braun, Ø 22 mm x 0,26 mm

Hohe Schnittleistung. Einsatzbereich: CoCr-Legierungen, Edelmetall, Keramik. Empfohlene Drehzahl: 15.000 U/min., maximale Drehzahl: 25.000 U/min.