



Peha-soft® vinyl powderfree

Packung 100 Stück puderfrei, transparent, S



Artikelnr.: 55915
Hersteller: Paul Hartmann AG
Gewicht: 0.559 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 130 mm
Länge: 229 mm

€ 3,44

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Handschuhe puderfrei, transparent, S

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, elastisch und reißfest, gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden, links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.