



AlproZyme

Karton 100 x 10 g Beutel



Artikelnr.: 55927

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 1.303 kg

Höhe: 121 mm

Breite: 163 mm

Länge: 260 mm

€ 57,44

Zzgl. MwSt.

Karton 100 x 10 g Beutel

Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und Endoskopen. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Wirkt High level viruzid (DVG 2012; hohe Belastung) im Tauchbad gegen unbehüllte Adeno-, Noro- und Parvoviren sowie gegen behüllte Viren, z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza 1 % in 60 Minuten bei 30 °C .