



## esthetic-base® 300

Beutel 2 x 2,5 kg Gips perlgrau



Artikelnr.: 56510  
Hersteller: Dentona AG  
Gewicht: 5 kg

**€ 68,25**

*Zzgl. MwSt.*

**Beutel** 2 x 2,5 kg Gips perlgrau

*esthetic-base® 300* wurde entwickelt als der moderne Nachfolger des legendären *esthetic-rock 285®* von 1989. *esthetic-base® 300* ist ein Spezial-Stumpfgips nach DIN EN ISO 6873 : 2013, Typ 4. *esthetic-base® 300* ist kunststoffstabilisiert, hochthixotrop und schnell entformbar – für alle Säge-, Gegenbiss- und Diagnosemodelle.