



OptiView™

Packung 10 Lippenpolster



Artikelnr.: 56528
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.065 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 82 mm
Länge: 153 mm

€ 10,56

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Lippenpolster

OptiView™ von Kerr ist ein Lippen- und Wangenhalter, mit dem Lippen und Wangen einfach und zuverlässig perioral abgehalten werden. Der Zugang zu bukkalem und vestibulärem Arbeitsgebiet ist für den Behandler erweitert. Dank seiner anatomischen Form bietet *OptiView™* dem Patienten - selbst bei längerer Behandlungsdauer – höchsten Komfort. Die anatomisch geformten Lippenhalter mit der Aussparung für das Lippenbändchen garantieren angenehmen Tragekomfort. Seitliche „Flügel“ halten die Wangen sanft ab und erleichtern die Applikation und Entfernung des Halters. *OptiView™* ist ein innovatives Hilfsmittel, dass das Arbeitsfeld auf einfache, zuverlässige und angenehme Art erweitert. Mit *OptiView™* haben sowohl Zahnarzt als auch Assistenz leichteren Zugang zu einem deutlich größeren Arbeitsfeld. Die Lippen oder Wangen müssen nicht mehr mit zusätzlichen Instrumenten, die die Sicht und Zugänglichkeit zum Arbeitsfeld beeinträchtigen, abgehalten werden.