



R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche blue, 12 Mischkanülen SXN



Artikelnr.: 56593

Hersteller: R-dental GmbH

Gewicht: 0.239 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 101 mm

Länge: 130 mm

€ 44,64

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche blue, 12 Mischkanülen SXN

METAL-BITE Blue ist speziell für den präzisen blauen Spektralbereich der CEREC AC mit CEREC Bluecam (LED) entwickelt worden. Es erfüllt sämtliche Leistungs-Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Helligkeit und Kontrast der Aufnahme und führt zu hervorragenden Abbildungsdaten.