



HYGENIC® Flexi Dam® Non-Latex gerahmt

Packung 20 Stück 100 x 105 mm, lila, gerahmt



Artikelnr.: 56613

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.287 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 171 mm

Länge: 175 mm

€ 55,91

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Blatt 100 x 105 mm, lila, gerahmt

Gerahmt - fertig - los! Non-Latex Flexi Dam® gibt es ab sofort mit integriertem Kunststoffrahmen. Zeitraubendes und techniksensibles Anlegen des Kofferdamrahmens ist dadurch obsolet. Der flexible Rahmen macht es besonders einfach den Kofferdam zu platzieren ohne dabei im Weg zu sein.

- Integrierter Kunststoffrahmen – spart Zeit
- Hochelastisches Flexi Dam® Material – reißfest und kinderleicht anzulegen
- Latexfrei – keine Gefahr allergischer Reaktionen
- Geruchsneutral – angenehm für den Patienten