



Silikon-Polierer

Packung 10 Stück Torpedo, montiert



Artikelnr.: 56617

Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.091 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 55 mm

Länge: 83 mm

€ 37,42

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Polierer Torpedo, montiert

- Keine Beschädigung der Metallteile, Drahtelemente
- Einsatzbereich KFO-Apparaturen, Vorpolytur von Prothesenkunststoffen